

Caravelle Saint-Flavien		Date	Heure	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	T°	Ph	Résultat
1	824-029-001P0	02-juil-20	6h35	106	Classe	x		22,8		<2,0
2	824-029-001P30	02-juil-20		106	Classe	x				<2,0
3	824-029-002P0	02-juil-20		106	Classe		x			5,9
4	824-029-002P30	02-juil-20		106	Classe		x			<2,0
5	824-029-003P0	02-juil-20		108	Gymnase		x			39
6	824-029-003P30	02-juil-20		108	Gymnase		x			13,4
7	824-029-004P0	02-juil-20		108	Gymnase		x			<2,0
8	824-029-004P30	02-juil-20		108	Gymnase		x			<2,0
9	824-029-005P0	02-juil-20		108	Gymnase		x			<2,0
10	824-029-005P30	02-juil-20		108	Gymnase		x			4
11	824-029-006P0	02-juil-20		108	Gymnase		x			<2,0
12	824-029-006P30	02-juil-20		108	Gymnase		x			<2,0
13	824-029-007P0	02-juil-20		105	Classe	x				<2,0
14	824-029-007P30	02-juil-20		105	Classe	x				<2,0
15	824-029-008P0	02-juil-20		105	Classe		x			<2,0

Caravelle Saint-Flavien		Date	Heure	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	T°	Ph	Résultat
16	824-029-008P30	02-juil-20		105	Classe		x			<2,0
17	824-029-009P0	02-juil-20		208B	Salon du personnel	x				11,7
18	824-020-009P30	02-juil-20		208B	Salon du personnel	x				<2,0
19	824-029-010P0	02-juil-20		315	Classe maternelle	x				<2,0
20	824-029-010P30	02-juil-20		315	Classe maternelle	x				5,6
21	824-029-011P0	02-juil-20		303	Classe	x				<5,9
22	824-029-011P30	02-juil-20		303	Classe	x				<2,0
23	824-029-012P0	02-juil-20		303	Classe		x			<2,0
24	824-029-012P30	02-juil-20		303	Classe		x			<2,0
25	824-029-013P0	02-juil-20		309	Classe		x			<2,0
26	824-029-013P30	02-juil-20		309	Classe		x		7,9	<2,0

Bilan

Établissement:

Caravelle Saint-Flavien

Nbr points d'eau analysé: 13

Nbr points d'eau conforme: 8

Nbr points d'eau non conforme: 5

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	2	1
Nbr buvettes	6	1	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement