

	<b>Saint-Laurent</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-042-001P0	20-mars-20	L001,2	Sortie ext. cour arrière		✓	17,9
2	824-042-001P30	20-mars-20	L001,2	Sortie ext. cour arrière		✓	<2,0
3	824-042-002P0	20-mars-20	L001,2	Hall entrée gymnase		✓	<2,0
4	824-042-002P30	20-mars-20	L001,2	Hall entrée gymnase		✓	<2,0
5	824-042-003P0	20-mars-20	L001,2	Hall entrée gymnase		✓	<2,0
6	824-042-003P30	20-mars-20	L001,2	Hall entrée gymnase		✓	<2,0
7	824-042-004P0	20-mars-20	122	Salle du personnel		✓	<2,0
8	824-042-004P30	20-mars-20	122	Salle du personnel		✓	<2,0
9	824-042-005P0	20-mars-20	120,2	Corridor		✓	<2,0
10	824-042-005P30	20-mars-20	120,2	Corridor		✓	<2,0
11	824-042-006P0	20-mars-20	120,2	Corridor		✓	<2,0
12	824-042-006P30	20-mars-20	120,2	Corridor		✓	<2,0
13	824-042-007P0	20-mars-20	132	Corridor	✓		46
14	824-042-007P30	20-mars-20	132	Corridor	✓		<2,0
15	824-042-008P0	20-mars-20	132	SDG	✓		<2,0
16	824-042-008P30	20-mars-20	132	SDG	✓		<2,0
17	824-042-009P0	20-mars-20	128	SDG	✓		<2,0
18	824-042-009P30	20-mars-20	128	SDG	✓		<2,0
19	824-042-010P0	20-mars-20	128	SDG	✓		<2,0
20	824-042-010P30	20-mars-20	128	SDG	✓		<2,0

	<b>Saint-Laurent</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
21	824-042-011P0	20-mars-20	100	Hall		✓	<2,0
22	824-042-011P30	20-mars-20	100	Hall		✓	<2,0
23	824-042-012P0	20-mars-20	100	Hall		✓	<2,0
24	824-042-012P30	20-mars-20	100	Hall		✓	<2,0
25	824-042-013P0	20-mars-20	220	Corridor		✓	<2,0
26	824-042-013P30	20-mars-20	220	Corridor		✓	<2,0

## Bilan

### Établissement:

Grand-Voilier Saint-Laurent

Nbr points d'eau analysé: 13

Nbr points d'eau conforme: 11

Nbr points d'eau non conforme: 2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	3	1	
<b>Nbr buvettes</b>	8	1	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	

**P0s :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement